


Electrodo pH punta cónica, productos semisólidos FC200B



Es un electrodo de pH ideal para industria alimentaria con punta de vidrio cónica, especialmente indicado para productos lácteos, yogur, queso, etc.

- Cuerpo de PVDF
- Electrolito viscoleno. No rellenable
- Unión abierta

Sensor de temperatura integrado en el electrodo con conector Edge, Q DIN y HALO.

Antes 190 €

Ahora 165 €

Cuerpo	PVDF plástico alimentario
Membrana	Tipo Cónica
Unión	Abierta
Referencia	Simple
Electrolito	Gel/viscolente
Temperatura	Sensor de temperatura integrado

Se suministra en una caja junto con una capucha protectora del electrodo, 20 ml de solución de almacenamiento (HI70300S) y el certificado de calidad del electrodo.

