

EDGE Multiparamétrico de nueva generación HI2020-48



pHmetro 3 en 1

Gama de pHmetros convertibles en oxímetro/conductímetro

Equipo innovador de sobremesa HI2020-48 con electrodo de pH HI10480

- pH-metro preciso y versátil a precio muy competitivo
- Edge es capaz de medir pH, conductividad y oxígeno disuelto, reconoce automáticamente el sensor digital conectado.
- Es multifunción, puede utilizarse como equipo de sobremesa, de pared o tableta portátil.
- Prestaciones destacadas; calibración hasta 5 puntos, registro de datos, datos GLP.

~~Antes 560 €~~

Ahora 527 €

	pH	T ^a
Rango	modo básico: -2,00 a 16,00 pH, -2,000 a 16,000 pH; modo standard: ±1000,0 mV para pH	-20,0 a 120,0°C
Resolución	0,01pH; 0,001pH; 0,1mV	0,1°C

Electrodo digital de pH para vino HI10480



- Especial para mostos y vinos
- Vida útil hasta 20 veces superior que los electrodos convencionales
- Sistema CPS Clogging Prevention System, sistema anti obturaciones.
- Unión abierta y anillo protector de PTFE.

