

## pHmetro portátil (pH/ mV/ Temp) HI98161-HI98161-53



Estamos ante un medidor de pH resistente, impermeable IP67 y portátil que mide el pH y la temperatura con un electrodo de pH especializado para industria alimentaria.

- Función Cal Check
- Compensación automática de temperatura
- GLP
- Conexión a PC a través de un micro USB Opto aislado y el software HI92000.
- Función CAL Check™ exclusiva de Hanna que alerta al usuario sobre posibles problemas durante el proceso de calibración.



~~Antes 625 €~~

Ahora 575 €

Escoger entre dos tipos de electrodos:

El pHmetro **HI98161** se suministra completo, con electrodo **FC2023**, con cuerpo de PVDF de Foodcare, electrodo de pH con sensor de temperatura interno, conector DIN de conexión rápida y 1m de cable



El pHmetro **HI98161-53** se suministra completo, con electrodo **FC2053** (electrodo con electrolito gel renovable), con punta cónica, cuerpo PVDF, productos semisólidos, 1 m cable



	pH	Tª
Rango	-2,0 a 20,0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2,000 a 20,000 pH	-20,0 a 120,0°C
Resolución	0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH	0,1°C
Precisión	± 0.1; ± 0.002 pH	±0,4°C

